

施術台清掃作業



消毒スプレーをして
写真の状態に戻しておく

- ・フェイスタオル、フェイスシートは
ひとり1枚
- ・フェイスタオルは枕に巻きつけない
- ・掛け布団はジャバラ状にたたむ
- ・敷きタオルは上を基準に敷く
- ・ヘッドレストは高めに固定
- ・荷物カゴは足の下に置く

フェイスシート: 廃棄
フェイスタオル: 洗濯

※ 毎週火曜日 洗濯物回収



トランスビート取扱い



収納時の場所とイメージ



使用時の場所とイメージ



- : メイン電源
- : 装置電源
- : プローブ
- : 冷却ファン

【使用時】

- ①コンセントを刺す
- ②メイン電源を入れる
- ③装置電源を入れる

※使用時は冷却ファンから出る風が
お客様の顔に当たらないよう
装置の角度に注意する！



※装置電源が入っていると
冷却ファンの音がやかましいので
プローブが冷たくなったら(10~15分程度)
装置電源を切ると音は静かになる

【収納時】

- ①装置電源を切る
- ②メイン電源を切る
- ③コンセントを抜く